



MEDISEPT



## Velox® Duo Wipes

### Alkoholowe chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego

Chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Zalecane do małych powierzchni sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz tyłek protetycznych i wycisków silikonowych. Dezynfekują powierzchnie zabijając w 30 sekund bakterie, grzyby drożdżopodobne, prątki gruźlicy, wirusy osłonkowe (w tym Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV) oraz rotawirusy i norowirusy.

#### Cechy produktu:

- Działają już od 30 sek. na wirusy osłonkowe, Rota, Noro, bakterie, grzyby, prątki gruźlicy.
- Zalecane do sprzętu medycznego, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, końcówek stomatologicznych, łóżek pacjentów, szafek, blatów.
- Do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych mających kontakt z żywnością.
- Chusteczki włókninowe 13 x 20 cm, 23 g/m<sup>2</sup>.
- Przebadane dermatologicznie.
- Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy.

#### Korzyści dla użytkownika:

- Gwarancja skuteczności potwierdzona badaniami.
- Wysoka redukcja ryzyka zakażenia.
- Szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni.
- Dają efekt odświeżenia.
- Ekonomiczne w użyciu.



Chusteczki



Działa w 30 sek.  
na B, F, Tbc, V



Powierzchnie  
medyczne  
i pozamedyczne



Zapach  
tea tonic

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE  
Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ

# Velox® Duo Wipes

## Zastosowanie:

Velox® Duo Wipes chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym. Zalecane do dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej i nieinwazyjnego sprzętu medycznego – jako wyrób medyczny. Zalecane do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz tyżek protetycznych i wycisków silikonowych.

Velox® Duo Wipes chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym, w domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością – jako produkt biobójczy.

| SPEKTRUM                             | NORMY WG EN 14885 | OBCIĄŻENIE ORGANICZNE |         |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------|
|                                      |                   | NISKIE                | WYSOKIE |
| Bakterie                             | EN 13697          | 30 sek.               | 60 sek. |
|                                      | EN 13727          | 30 sek.               | 30 sek. |
|                                      | EN 16615          | 30 sek.               | 30 sek. |
| Grzyby ( <i>C. albicans</i> )        | EN 13624          | 15 sek.               | 15 sek. |
|                                      | EN 13697          | 30 sek.               |         |
|                                      | EN 16615          | 30 sek.               | 30 sek. |
| Prątki grzylicy ( <i>M. terrae</i> ) | EN 14348          | 30 sek.               | 30 sek. |
| Wirusy osłonkowe                     | EN 14476          | 30 sek.               | 60 sek. |
| Wirusy BVDV                          | EN 14476          | 30 sek.               | 30 sek. |
| Wirus Rota                           | EN 14476          | 30 sek.               | 60 sek. |
| Wirus Noro                           | EN 14476          | 30 sek.               | 30 sek. |

## Sposób użycia:

Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią powierzchnie. Odczekać 30 sekund. W warunkach brudnych czas działania na wirusy osłonkowe oraz rotawirusy wynosi 60 sekund. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością należy spłukać je wodą pitną. Pozostałe powierzchnie nie wymagają spłukania wodą. Dokładnie zamykać opakowanie. Po otwarciu opakowanie zużyć w ciągu 21 dni. Nie używać jeśli chusteczka jest sucha. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe). Produkt przeznaczony do użycia przez powszechnego użytkownika.

## Skład: 100 sztuk zawiera:

173 g roztworu nasączającego

## Skład: substancja czynna w 100 g roztworu:

etanol, propan-2-ol

## Opakowanie handlowe:

puszka 100 szt.,  
wkład 100 szt.



## Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7905/19

Wyrób medyczny klasy II a w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych.

Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.

Karta charakterystyki dostępna na stronie [www.medisept.pl](http://www.medisept.pl)



Wytwórca:  
**MEDISEPT Sp. z o.o.**  
ul. Ludwika Spiessa 4  
20-270 Lublin

telefon: + 48 81 535 22 22  
[info@medisept.pl](mailto:info@medisept.pl)  
[www.medisept.pl](http://www.medisept.pl)

Data opracowania: 02.2024 rev.2